

Метод	Показывает наличие антитела, вируса или антигена	Биологический материал	Время исследования	Результат	Интерпретация с учетом клинической картины
ИФА иммуноферментный анализ	антитела IgM и IgG	цельная кровь, сыворотка, плазма	1–2 дня	<p><b>IgM &lt;1    IgG &lt;10</b></p> <p><b>IgM=1-2    IgG &lt;10</b></p> <p><b>IgM &gt;2    IgG &lt;10</b></p> <p><b>IgM &gt;2    IgG &gt;10</b></p> <p><b>IgM &lt;2    IgG &gt;10</b></p>	<p><b>Нет иммунитета</b>, требуется повторное тестирование</p> <p><b>Стадия инфицирования</b>, повторное тестирование</p> <p><b>Стадия заболевания</b>, наблюдение врача</p> <p><b>Инфицирование</b> или течение заболевания в бессимптомной форме, наблюдение врача</p> <p><b>Есть иммунитет</b>, стадия выздоровления</p>
ПЦР полимеразная цепная реакция	РНК вируса	отделяемое из носоглотки и ротоглотки	До 5 дней	<p>Наличие РНК вируса в мазке</p> <p>Отсутствие РНК вируса в мазке</p>	<p><b>Положительный</b> результат, наличие заболевания</p> <p><b>Отрицательный</b> результат, требуется повторная сдача анализа</p>
ИХА иммунохроматографический анализ на антитела COVID-19	антитела IgM и IgG	цельная кровь, сыворотка, плазма	10-15 минут	<p>Наличие цветных линий в области контрольной линии (C) и тестовой линии в области IgG</p> <p>Наличие цветных линий в области контрольной линии (C) и контрольной линии IgM</p> <p>Наличие цветных линий в области контрольной линии (C), тестовых линий IgG и IgM</p> <p>Наличие цветной линии в области контрольной линии (C), других линий нет</p> <p>Нет цветной линии в области контрольной линии (C)</p>	<p><b>Положительный IgG</b>, есть иммунитет, стадия выздоровления</p> <p><b>Положительный IgM</b>, стадия инфицирования, наблюдение врача</p> <p><b>Положительный IgG и IgM</b>, инфицирован или течение заболевания в бессимптомной форме, повторное тестирование</p> <p><b>Отрицательный</b>, не инфицирован</p> <p><b>Недействительный</b>, необходимо сделать новый тест</p>
ИХА иммунохроматографический анализ на антиген SARS-CoV-2	антиген	отделяемое из носоглотки	15 минут	<p>Наличие красновато-фиолетовой линии на месте контрольной линии (C). Других полос нет</p> <p>Наличие красновато-фиолетовой линии</p>	<p><b>Отрицательный результат</b>, не инфицирован</p> <p><b>Положительный результат</b>, инфицирован, наблюдение врача</p>

на месте тестовой  
линии (Т). Наличие  
или отсутствие  
красновато-  
фиолетовой полоски  
на контрольной  
линии (С)

Отсутствие  
контрольной линии  
(С) и отсутствие  
тестовой линии (Т)

**Недействительный**, необходимо сделать новый  
тест